Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Kit matrici dr. Walser 25 matrici



Pret:

2.907,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Matricile Walser se caracterizeaza printr-o adaptabilitate optima datorita aplicarii dintr-o singura miscare. Matricile Walser necesita rareori fixarea lor cu pene deoarece acestea se fixeaza foarte bine pe dinte, fiind foarte subtiri (doar 0,05 mm). Pacientul poate chiar musca atunci cand matricea este fixata pe dinte.

Avantaje:

- se fixeaza si se scoate in cateva secunde
- o obturatie optima intr-un timp f.scurt si dintr-o singura miscare
- fixeaza sigur si solid ca un corset
- se adapteaza automat la forma conica a dintilor
- pacientul poate inchide gura si musca
- fara insurubare si strangere
- suportul ideal pentru rulouri
- sterilizare simpla si utilizare indelungata
- foarte subtiri, numai 0,05 mm

Forme si zone de aplicare

Video aplicare forma X

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Forma X

- Obturatii pe doua suprafete interdentare

Forma O (circulara)

Video aplicare forma O

- Obturatii MOD
- Obturatii pe dinti individuali

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aplicarea si inlaturarea matricilor WALSER

Forma X

Aplicare

Matricea Walser aleasa trebuie indreptata in directie ocluzala, si clestele trebuie aplicat din aceasta directie. Departati clestele Walser pana la punctul in care primele semne de pe varful clestelui intra in orificiile de pe lateralul matricii.

Inserati matricea in spatiul intrdentar. Relaxati clestele atunci cand matricea ajunge la papila. Banda de metal va inconjura in acel moment dintele. Apoi plasati matricea dupa nevoie in directie ocluzala.

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Inlaturarea matricii

Retensionati matricea in punctul maxim. Acest pas este important pentru a nu deteriora obturatia bine conturata. Inainte de a o inlatura, matricea trebuie deplasata cu o miscare usoara de balansare in jurul axei sagitale, in acest fel benzile se vor indeparta mai usor de materialul de obturatie.

Forma O

Aplicare

Matricea Walser aleasa trebuie indreptata in directie ocluzala, si clestele trebuie aplicat din aceasta directie. Departati clestele Walser pana la punctul in care primele semne de pe varful clestelui intra in orificiile de pe lateralul matricii.

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Inserati matricea in spatiul interdentar. Relaxati clestele atunci cand matricea ajunge la papila. Banda de metal va inconjura in acel moment dintele. Apoi plasati matricea dupa nevoie in directie ocluzala.

Matricea WALSER este aplicata imediat si este fixata strans si sigura ca un corset.

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Inlaturare: similar ca la forma X

Forme

No.	Forma	Caracteristici speciale	Inaltimea benzii	Aplicabilitate
	1X	potrivit si pentru molari de lapte	5,0 mm	BICUS
	2X		6,5 mm	BICUS
	3X		5,0 mm	MOLAR
	4X		6,5 mm	MOLAR
	5O	potrivit si pentru molari de lapte	5,0 mm	BICUS SMALL
	6O		6,5 mm	BICUS SMALL
6c NEW	O	o parte a benzii cu 3 mm mai lunga	5/8 mm	BICUS
	7O	potrivit si pentru molari de lapte	5,0 mm	BICUS
	8O		6,5 mm	BICUS
	9O		5,0 mm	MOLAR
	10O		6,5 mm	MOLAR
10c NEW	O	o parte a benzii cu 3 mm mai lunga	5/8 mm	MOLAR
	11XF	banda are o despicatura la capat	6,5 mm	11, 12, 21, 22
	12XF		8,0 mm	11, 12, 21, 22
		14 X	6,5 mm	13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42
		15 O		
	13X	benzi metalice extra scurte potrivit si pentru molari de lapte	5,0 m	13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42
	14X	benzi metalice extra scurte	6,5 mm	13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42
	15O		5,0 mm	31, 32, 41, 42
	16O		6,5 mm	31, 32, 41, 42
	17X	benzi metalice extra inalte	8,0 mm	4-5

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

18X		8,0 mm	6-8
19O	8,0 mm 4 - 5	8,0 mm	8-Jun
	20 O		
21OF	banda are o despicatura spre capat	8,0 mm	11, 21
22OF		8,0 mm	12, 22
23ON	benzi metalice mai lungi, intindere a lor mai mare	5,0 mm	6-8
24ON	se ataseaza peste clema de diga	6,5 mm	5 - 9
25O	marime medie (Forma speciala pentru molarii de lapte; deasemenea foarte potrivite nr.. 1, 5, 7, 13)	5,0 mm	Molar de minte V

Video aplicare forma ON

Video aplicare forma XF

Prezentare

Kitul contine 25 de matrici, astfel incluzand toate formele (fara 6c si 10c) de la incisivi pana la molari cu 4 tipuri de forme (O, X, ON, XF) inclusiv pentru molarul nr. 3 si dintii temporari. Matricile sunt montate pe o tavita (matricea nr. 25 este montata pe spatele tavitei).