Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Dezinfectant freze Rotasept 2l



Pret:

141,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Rotasept - solutie gata preparata pentru dezinfectarea si curatarea instrumentarului rotativ

Avantaje:

Eficacitate completa

Ideal pentru utilizarea cu baile ultrasonice

Fara aldehide

Gata preparat

Eficienta microbiologica (gata preparat)

Bactericid (EN13727, EN14561, conform VAH - conditii de murdarie): 5 minute

Micobactericid (EN14348, EN14563, conform VAH - conditii de murdarie): 15 minute

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Levuricid (EN13624, EN14562, conform VAH - conditii de murdarie): 5 minute

Virucid (EN14476 - conditii de murdarie): 1 minut

Certificate:

Certificat VAH

Listat IHO

Compozitie la 100g de solutie (contine urmatoarele substante active):

1.6g hidroxid de potasiu, 10.0g Propan-2-ol, 0.1g 2-Etilhexanol

Etichet conform Reglementarilor CE No.648/2004: 5% agenti tensioactivi neionici

Date chimico-fizice:

Punct de aprindere: 36°C / Metoda: DIN 51755 Part 1

Forma: lichid

Culoare: incolor

Densitate: ca. 1.00g/cm3/20°C

Vascozitate dinamica: nedeterminata

pH: 13.7/20°C

Domenii de aplicare:

Pentru dezinfectarea si curatarea manuala a frezelor, cutterelor, a discurilor diamantate, precum si a altor instrumente rotative de precizie

Datorita compatibilitatii sale excelente cu materialele si eficacitatii sale complete, rotasept ofera toate proprietatile importante ale produselor pentru procesarea instrumentelor rotative de precizie

Instructiuni de utilizare:

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Pentru uz profesionist

Rotasept este un produs gata preparat si se adauga nediluat in cuva de dezinfectare și sterilizare.

Daca Rotasept se utilizeaza ca un produs de curatare dezinfectant, se adauga fiecare instrument rotativ mic in solutia din cuva de dezinfectare si sterilizare imediat dupa utilizare, pentru a evita uscarea reziduurilor pe suprafetele instrumentelor.

Se clatesc bine toate instrumentele dupa procesare, folosind apa cel puțin de calitatea apei potabile sau, de preferinta, apa distilata sterila sau apa complet deionizata, pentru a indeparta toate reziduurile din solutie

Timpul de imersie pentru dezinfectarea finala: 15 minute.

Timpii de contact mai lungi trebuiesc evitati pentru a asigura cea mai buna compatibilitate cu materialele

Se recomanda inlocuirea solutiilor de lucru in fiecare zi lucratoare si atunci cand contaminarea este clar vizibila.

Reglementarile nationale pot impune efectuarea curatarii si a dezinfectarii finale in doua etape separate.

A nu se amesteca solutia cu agenti de curatare sau cu alte dezinfectante.

A se urma intocmai recomandarile pentru procesare ale producatorilor instrumentelor

Materialele plastice, componentele si instrumentele din aluminiu sensibile la alcali si la alcool, cele fabricate cu adezivi din rasina sintetica, nu trebuie introduse in rotasept - pentru aceste instrumente se recomanda utilizarea Gigasept instru AF

Rotasept este foarte compatibil cu utilizarea in baile ultrasonice

Note:

A se citi cu atentie eticheta si informatiile despre produs, inainte de utilizare

A nu se utiliza dupa data de expirare

A nu se pastra peste temperatura camerei

Prezentare:

Dezinfectant instrumentar rotativ Rotasept - 1 bidon x 2l

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273