Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Ana Etching Gel demineralizant 2 ml



Pret:

30,18 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Clasa / categoria

Substante demineralizante

Scurta prezentare

Ana Etching gel contine 37% acid fosforic si prezinta o fluiditate optima.
Se poate aplica cu precizie pe marginile de smalt.

Continut:
37% acid fosforic in apa, 4,7 % silicon dioxid.

1 seringa x 2 ml

Indicatii

gravarea substantei dentare - prin tehnica de demineralizare a smaltului sau tehnica de demineralizare totala (smalt si dentina).

Mod de folosire

Tehnica:

1. prepararea cavitatii cu conservarea substantei dentare.Pentru protectia pulpei, urmariti instructiunile materialelor respective.

Demineralizarea smaltului
2. Aplicati gelul demineralizant numai pe marginile de smalt. Lasati sa actioneze 30 sec.
3. Spalati cu apa timp de 20 sec.
4. Uscati cu atentie.

Demineralizarea totala
2. Mai intai aplicati gelul doar pe marginile de smalt.
3. Dupa 15-20 sec, intindeti-l in toata cavitatea. Lasati inca 5- 10 sec.
4. Spalati cavitatea timp de 20 sec cu apa.
5. Uscati.

Dupa demineralizare trebuie aplicat un adeziv.

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Note aditionale:
- Poate arde sau irita tesuturile. Evitati contactul cu ochii, pielea, mucoase.
- In cazul contactului cu ochii, clatiti imediat cu multa apa si cereti imediat sfatul medicului oftalmolog.
- Evitati contactul cu gingia sau cu dintii adiacenti.
- E folosit strict in scop stomatologic.

Modalitati de stocare / Garantie

Termenul de garantie este de 3 ani la o temperatura 25 grade C.