Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

CTX Expose XF RED refill



Pret:

184,61 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Cu Expose nu este nevoie nici de masurare, nici de mixare si nici sa folositi substante de indepartare a petelor, in caz de accidente!

Expose contine un colorant alimentar intr-o solutie de propilenglicol si actioneaza prin colorarea substantelor rezultate din metabolismul bacteriilor din leziunea carioasa. Prezinta o rata de rezultate fals pozitive/negative foarte mica, irelevanta clinic.

Exposé este un indicator de carie integrat intr-un aplicator si un sistem de dozare.
Solutia detectoare este pre-aplicata pe aplicatoarele Benda Micro.
Aplicati Exposé prin simpla atingere a unei suprafete dentare umede, si Exposé coloreaza dentina infectata.
Fara dozare, picaturi si mizerie. Exposé elimina seringile si alte metode care pot cauza pete.

- fara dozare, fara mizerie si fara contaminare incrucisata
- sustine stomatologia minim invaziva
- dispenserul poate fi folosit si la alte aplicatoare

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

1) Inlaturati un aplicator Exposé din BendaMatic
2) Umeziti putin aplicatorul Exposé ori cu apa ori cu saliva de pe un dinte umed
3) Aplicati aplicatorul umed Exposé pe preparatia dintelui.
4) Clatiti si examinati zona pentru orice urma ramasa de Exposé pe suprafata dentinara afectata
5) Continuati cu tratamentul

Prezentare

- refill 100 buc indicatoare rosii extra-fine