Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sekusept Aktiv dezinfectant instrumentar



Pret:

241,50 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Produs concentrat pulbere pentru instrumentar medical termosensibil pe baza de acid peracetic

Indicat pentru curăţarea şi dezinfecţia instrumentelor şi dispozitivelor medicale termostabile şi termolabile (instrumentar medical din metal, plastic, cauciuc, sticlă, echipamente medicale, accesorii de anestezie, incubatoare nou-născuţi), inclusiv a endoscoapelor flexibile, în sectorul medical (spitale, cabinete medicale, policlinici, laboratoare, secţii de ATI, secţii de neo-natologie etc.)

Produsul nu se utilizează pentru dezinfecţia instrumentarului nichelat sau din aluminiu.

Pentru dezinfecţia instrumentarului se poate utiliza atît prin imersie cît şi în băi cu ultrasunete.

Tipul preparatului: Pulbere albă, miros slab

Dezinfectant de nivel inalt potrivit pentru curatarea instrumentarului.

Solutie activa 24-48h (recomandat 24h).

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Indicaţii de folosire şi dozaj:

Sekusept Aktiv se foloseşte sub formă de soluţie de lucru. Soluţia de lucru se prepară cu apă rece de la robinet. Se adaugă cantitatea necesară de produs pulbere în apă şi se amestecă de cîteva ori într-un interval de 15 min., pînă la dizolvarea completă. Soluţia este acum gata de a fi utilizată. Produsul se poate utiliza la toate gradele de duritate a apei.

Dezinfectia instrumentarului medical, aparatelor de anestezie, protezelor dentare:

Imediat dupa utilizare, se introduc instrumentele medicale şi garniturile de anestezie în solutia de lucru de concentraţie recomandată. Instrumentele sau aparatele care se pot dezasambla se desfac în elementele componente. Aveţi grijă ca instrumentele să fie scufundate complet în soluţia de lucru, evitînd formarea de bule de aer. După timpul de acţiune recomandat, instrumentele se scot şi se clătesc cu apă sterilă (in cazul dezinfectiei de nivel inalt) sau cu apă distilată (in cazul dezinfectiei de nivel scăzut).

Dozaj

Soluţie de concentraţie 0,5%: La 4 litri apa rece de la robinet se adauga o lingura 20 gr. pulbere Sekusept Aktiv

Soluţie de concentraţie 1%: La 2 litri apa rece de la robinet se adauga o lingura 20 gr. pulbere Sekusept Aktiv.

Soluţie de concentraţie 1,5%: La 4 litri apa rece de la robinet se adauga 3 linguri 20 gr. pulbere Sekusept Aktiv

Soluţie de concentraţie 2%: La 1 litru apa rece de la robinet se adauga o lingura 20 gr. pulbere Sekusept Aktiv.

Prezentare

- galeata 1.5 kg