

Autoclav cls. B 23 litri Touchscreen usa manuala



Pret:

14.422,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Autoclav de ultima generatie prevazut cu un panel de control touchscreen pe usa de incarcare frontala, cu control digital pentru toate functiile si interfata foarte usor de folosit.

Accesul la toate functiile autoclavului este simplu, intuitiv si foarte usor, totul desfasurandu-se prin apasarea indicatorilor touchscreen de pe usa frontala a autoclavului.

Designul este foarte sobru si modern, beneficiind de o usa frontala din sticla neagra, fara margini, fara manere, fara butoane.

Touchscreen and endlessly clean!

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273

LANG-23L/18L

**Within Touch
And Endlessly Clean**



D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273



TOUCH SCREEN

1. Touchable screen makes it easy for operation.
2. User-friendly operation interface with elegant design.

SUITABLE FOR DIFFERENT TYPES INSTRUMENTS

Surgical instruments, dental instruments, glass wares, injection units and other objects of compression resistance and hot steam resistance.



D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273



DOUBLE LOCK SYSTEM -MECHANICAL LOCK WITH AIR LOCK SYSTEM

Double lock system makes the autoclave safer, and prevents potential safety hazards

SIX LAYERS' NEW STRUCTURE CHAMBER, CREATING NEW CHAMBER STRUCTURE

- 1.The chamber adopts six layers' structure, using the special shaping finish drawing technology, dusting and polishing. It has superstrong pressure-bearing properties, and pass 60000 times fatigue life testing, the outer layer adopts the superfine micropore foaming technique.
2. As the tray rack can rotates to 90 degrees, 5 trays can be used for placing instruments.



TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273



BIG CAPACITY OPEN TANK

1. Open tank, easy-to-clean.
2. Built-in water quality sensor monitors water quality, reduces machine failure rate, and prolongs machine life time.

TWO TYPES OF RECORD (DUAL RECORDING)

1. USB Master controller stores 2,000 fresh cycles; the data can be downloaded via USB. You can check and print all the records with a computer.
2. Micro-Printer(Optional) Prints cycle data when the cycle ends.



LANG-23L-D/LANG-18L-D

LANG-23L-D/LANG-18L-D

Model	Voltage	Power	Capacity	Chamber size	Product Size	Weight	Installation dimension
	V/Hz	W	L	mm	mm	N.W(Kgs)	CM
LANG-23L	220/50	1800	23	Ø 249X450	594X468X453	50	60
LANG-18L	220/50	1800	18	Ø 249X355	594X468X453	47	60

Caracteristici functionale:

Generarea vaporilor si incalzirea boilerului sunt separate.

Pentru a separa generarea vaporilor si incalzirea boilerului, s-a adoptat un generator de aburi pentru a produce vaporii, care poate controla viteza si cantitatea de aburi, astfel salvand apa.

In plus, intervalul de service este marit datorita faptului ca boilerul opereaza la o temperatura scazuta.

Control multipunct al generarii de vapori

Cu controlul multipunct, suprapresiunea este redusa drastic, starea de sterilizare devine mult mai stabila, si timpul necesar pentru a intra in sterilizare este sensibil redus.

Fuzzy control al incalzirii boilerului

Adoptand tehnologia fuzzy control, controlul incalzirii boilerului este mult mai precis, si devierile pozitive si negative de temperatura pot fi controlate intr-un interval de 0,5 grade C.

Inregistrarea automata a timpului de inceput si sfarsit al sterilizarii

Sistemul de ultima generatie de control va inregistra automat timpul de inceput si de sfarsit al sterilizarii

Ajustare automata si manuala a parametrilor senzorului de temperatura

Ajustarea parametrilor este automata, dar este disponibila si reglarea manuala a parametrilor, in functie de cerintele dvs.

Mod de setare a datei si orei

Data si ora pot fi setate dupa dorinta dvs., intr-un interval de 100 de ani.

Avantaje:

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Ecran touchscreen capacitiv, functionabil inclusiv cu manusi!
- Design cu deschidere larga, convenabil pentru a introduce sau a scoate instrumentele
- Fereastra larga de ventilare, disipare a caldurii rapida si eficienta.

spatiu fizic	23 L
temperatura de sterilizare:	121?,134?
inregistrare de date:	stick USB
Procedura de uscare:	uscare cu vacuum
Display:	TOUCHSCREEN
test:	Bowie&Dick,Leak
inregistrarea sterilizarii:	Exista un conector micro-printer (imprimanta optionala), prin care se inregistreaza tot procesul de sterilizare. Deasemenea, este prevazut cu port USB pentru inregistrarea parametrilor pe STICK.
Functionalitati de siguranta:	Valva de suprapresiune si sistem computerizat de diagnoza si alarma
alimentare cu apa :	Rezervoare (3.5L apa distilata and 5 litri apa reziduala)
Voltaj:	220V±10%
putere:	2300W(10A)
Suporturi instrumente:	3 tavite
Dimensiunile camerei:	250mm*450mm
Masa neta:	55Kg



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare video