

Kit prelucrare PRF Box cu instrumente



Pret:

866,01 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Cutia PRF



Cutia PRF este un instrument foarte important. Va permite sa: prelucrati membrane de inalta calitate si grosime constanta, sa recuperati exudatul: hidratarea biomaterialelor.

Tavita de deasupra cutiei va permite manevrarea si portionarea membranei PRF. Folosita deasemenea separarea cheagurilor de fibrina de celulele rosii, taierea membranei, impaturirea membranei si perforarea ei.

Deasemenea, in cutia PRF se pastreaza membranele si biomaterialele in timpul manevrelor chirurgicale.

Bolul PRF



Este folosit pentru a amesteca membranele taiate in bucatele mici cu biomaterialele. Poate fi folosita deasemenea pentru taiere: puneti membranele in bol si taiati-le cu ajutorul forfecutei pentru PRF sau cu ajutorul spatulei PRF.

Forfecuta PRF

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: I/09/137/99 Cod fiscal: RO 117 58 273



Permite separarea usoara a cheagurilor de fibrina de celulele rosii si pentru a taia membranele in bucatele mici.

Pensa anatomica pentru membrana



Folosita pentru a inlatura si a manipula membranele. In varf prezinta un cioc care apuca in mod eficient tesutul.

Instrument Palti pentru transfer




Permite colectarea si maevrarea materialelor de tip os granulat catre locul in care sunt folosite (alveole, sinus, implant).

Compactor PRF Mare (6/8 mm)



Permite compactarea si tamponarea materialelor de tip os granulat in locul in care sunt plasate (alveola, sinus, implant).

Compactor PRF Mic (3/4 mm)



Permite compactarea si tamponarea materialelor de tip os granulat in locul in care sunt plasate (alveola, sinus, implant). Fata de compactorul mare, permite o precizie mai buna si acces in locuri mai stramte.

Spatula PRF



Folosita pentru a pozitiona usor membranele PRF, folosind spatula ca pe un server de tort.

Folosita deasemenea pentru a portiona membrana.