

Servetele Incidin cu alcool 100 buc

Pret:

81,60 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Servetele pe baza de alcool pentru dezinfectia rapida a suprafetelor

Gata de utilizare cu actiune rapida pentru dezinfectia eficienta a dispozitivelor medicale si a suprafetelor generale.

Absen? a reziduurilor active impreuna cu spectrul larg de eficacitate si timpii redusi de contact fac ca Incidin Alcohol Wipe sa fie ideal pentru utilizarea în domeniul medical, asigurand un nivel de dezinfectie ?i complianta corespunzator pentru restric?ionarea r?spândirii agen?ilor patogeni.

Incidin Alcohol Wipe ofera:

Spectru larg de eficacitatea, inclusiv Norovirus, si timpi de contact redusi.

Eficacitate dovedita folosind lichidul extras din servetel (eficacitatea este testata pentru lichidul folosit pentru impregnarea servetelului).

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001. Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Material de înaltă calitate pentru o aplicare eficientă.

Compatibilitate excelentă cu materialele, pe suprafețe rezistente la alcool.

Fără coloranți și parfum

Eficacitate sporită care permite utilizarea atât pentru rutina zilnică cât și în caz de epidemie. Timpii de contact reduși asigură o dezinfectie rapidă. Eficacitatea pe suprafețe este demonstrată pentru lichidul folosit pentru impregnarea servetelului.

Ușor de utilizat: Șervetel impregnat cu soluție pe bază de alcool ideal pentru dezinfectia rapidă a suprafețelor, nu necesită preparare, disponibil în mai multe forme de ambalare.

Compatibilitate excelentă cu materialele compatibilitate foarte bună cu suprafețele rezistente la alcool specifice institutiilor medicale.

INGREDIENTE ACTIVE

100 g lichid conține: 35 g

2-propanol, 25 g 1-propanol



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Timp de contact 5 minute

Dezinfectia suprafetelor in conf. cu VAH 2015 (inclusiv conform EN 16615) cu ac?iune mecanic? (bactericid, levuricid, tuberculocid) in condi?ii de curatenie ?i murdarie.

Standarde Europene (condi?ii de curatenie ?i murdarie)

EN 16615 (bactericid, levuricid) 1 min

EN 13272 (bactericid) 1 min

EN 13624 (levuricid) 1 min

EN 14348 + EN 16615 (metoda) (tuberculocid) 1 min

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

EN 14476 (virusurile anvelopate) 30 sec

EN 14476 (spectru virucid limitat) 15 min

EN 14487 Adeno 15 min

EN 14476 Noro (MNV) 10 min

EN 14476 Polyoma SV 40 10 min

EN 14476 Rotavirus 30 sec

Eficacitate conform ghidurilor DVV/RKI

Eficient împotriva virusurilor anvelopate (inclusiv HIV, HBV, HCV), în conformitate cu recomandarea RKI 01/2004 * 30 sec

Plus* spectru virucid limitat 10 min

Adeno* 10 min

Noro* 10 min

Rota* 30 sec

INCIDIN™ ALCOHOL WIPES

ȘERVEȚELE GATA DE UTILIZARE PENTRU DEZINFECȚIA EFICIENTĂ A DISPOZITIVELOR MEDICALE
ȘI A SUPRAFEȚELOR GENERALE.

- Spectru larg de eficacitate, inclusiv Norovirus, și timpi de contact reduși.
- Eficacitate dovedită folosind lichidul extras din șervețel
(eficacitatea este testată pentru lichidul folosit pentru impregnarea șervețelului).
- Material de înaltă calitate pentru o aplicare eficientă.



100 servetele/pachet