

MTA Fillapex 4g



Pret:

171,37 lei TVA inclusa

Descriere produs:

MTA Filapex este un ciment pentru obturatii definitive bazat pe MTA, dezvoltat de catre firma Angelus / Brazilia.

A fost lansat spre comercializare in 2010 si combina avantajele MTA cu cele ale unui produs superior pentru obturatii definitive. Formula sa in sistemul pasta / pasta permite umplere completa a intregului canal, inclusiv a canalelor laterale.

MTA prezent in compozitia MTA Filapex este mult mai stabil decat hidroxidul de calciu, furnizand o eliberare constanta de ioni de hidroxid de calciu, mentinand un PH ridicat cu efecte antibacteriene.

Acest produs este **fara eugenol** si nu interfereaza cu procedurile adezive din interiorul canalului. Deasemenea nu cauzeaza o decolorare a structurii dintelui.

Indicatii :

- MTA Filapex este indicat in obturatia definitiva de canal.
- Se aplica cu conuri de gutaperca sau cu acul Lentullo.
- Deasemenea se poate utiliza tehnica de condensatie termica, pentru ca punctul de fierbere al MTA Filapex este de 150 grd C.

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Contraindicatii :

- La pacienti cu hipersensibilitate la rasini sau alte componente ale produsului.

AVANTAJE :

- Sistem pasta/ pasta: usor de utilizat
- Varfuri automixante: usor de manevrat
- Fluiditate excelenta : permite obturarea perfecta a canalelor
- Timp de lucru : 35 minute
- Timp de priza : 130 minute
- Radiopac : vizibil pe radiografie
- Solubilitate scazuta : o mai buna sigilare si durabilitate a obturatiei.
- Usor de indepartat : daca este necesar poate fi usor de indepartat

Compozitie :



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Utilizarea MTA Filapex asigura o alcalinitate ridicata favorizand mineralizarea tesutului dur, oferind un mediu antibacterial foarte bun.

Usor de indepartat daca este necesar.

MTA Filapex poate fi indepartat prin interventie chimica sau mecanica sau printr-o combinatie mecanico- chimica.

Pot fi folositi solventi pe baza de ulei citric si cloroform.

Cercetari referitoare la indepartarea condensarii laterale a canalului utilizand ace si eucaliptol au aratat ca MTA Filapex este mult mai usor de indepartat decat alte cimenturi (AH PLUS, SEALAPEX, REAL SEAL E ENDOFIL) . (SANTOS , LGP 2011) .

Mod de prezentare

- MTA Angelus Fillapex =

1 seringă 4 g, 10 varfuri mixare și un pad de mixare.