

## Filtek Ultimate Professional Kit

**Pret:**

**3.346,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

**Cel mai usor mod de a reflecta realitatea!**

**Simplitate**

**Restaurari de exceptie, acum mai usor ca niciodata!**

**Selectia extinsa de culori Body va ofera mai multe optiuni pentru restaurari ideala mono-culoare.**



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Obturatie de amalgam inlocuita de Filtek Ultimate intr-o restauratie posterioara, ce creaza un rezultat puternic si estetic.

Inainte



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Dupa

Photo courtesy of Dr. Grant Chyz.

- Noile etichete cu scris ingrosat va ajuta sa cititi mai usor si repede eticheta, economisindu-va timp
- Seringile sunt acum codate prin culoare in functie de opacitate

## Versatilitate

**Nu conteaza tehnica folosita, rezultatul va fi intotdeauna cel scontat!**

- Universal - anterior si posterior
- O gama larga de nuante si opacitati
- Manuire excelenta a **tuturor** opacitatilor
- Rezultate estetice excelente, fie ca folositi tehnici cu mono, duo sau multi-culoare

Opacitati:



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Dentina Body Smalt Translucent

## **Nanotehnologia 3M Espe**

Un avantaj care nu poate fi trecut cu privirea. Nimic nu poate reflecta rezilienta smaltului precum noua nanotehnologie adevarata.

- Rezistentă la uzură egală cu cea a Filtek Supreme XT
- Într-un studiu de 5 ani, se arată că Filtek Supreme XT se uzează la fel ca smaltul natural

<sup>1</sup> In vitro 3 body wear data on file

<sup>2</sup> Katholic University Leuven – In vivo clinical study

Rata de uzură



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
sursa: date interne 3M Espe

## **Particulele de dimensiune nano confera rezistenta unica la polish**

Acest test side-by-side compara rezistenta la polish a unui material restaurativ de top in comparatie cu Filtek Ultimate, dupa 6000 de perieri simulate.

Tetric Filtek Ultimate Filtek Ultimate

Evoceram Nuanta Body Nuanta Translucent

Caracteristici si avantaje

### **Simplu de folosit**

- Manevrabilitate exceptionala
- Mai multe nuante body pentru restaurari mononuanta
- Etichete ingrosate, usor de citit

### **Estetica realistica**

- Polisabilitate excelenta
- Gama mare de nuante si opacitati



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Fluorescenta imbunatatita

### **Tehnologie unica cu nanofiller**

- Rezistenta la polish mai buna decat un microfiller
- Se uzeaza mai greu decat competitorii
- Rezistenta de exceptie pentru folosire pe anteriori sau posteriori

### **Nanotehnologie veridica**

Tehnologia unica 3MEspe va ofera posibilitate unor restaurari foarte rezistente si estetice

- Nanocompozitul este compus din particule individuale si grupuri unice de particule de dimensiune nano care sunt lipite chimic in interiorul matricei
- Nanoclusterele se forfecheaza intr-un ritm similar cu cel al matricii rasinice inconjuratoare in timpul abraziunii
- Rezultatul este o suprafata mai fina pentru rezistenta la polisare pe termen lung

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068.0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Nanoclustere lipite

Zirconiu si siliciu lipite

Magnificare 100.000 x

SEM: Dr. J. Perdigao, University of Minnesota

Increderea ca restaurarile dvs. anterioare si posterioare isi vor pastra aparenta lucioasa, reala pentru mult timp.

Rezistenta la polish

Aceasta analiza optica compara suprafetele compozitelor Filtek Ultimate (nuante Dentina, Smalt, Body) si un concurent de top, compozit nano-optimizat, dupa abraziunea cu periuta de dinti.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Filtek Ultimate

Tetric Evoceram

Sursa: date interne 3MEspe

### **Rezistenta la abraziune similara cu a smaltului**

- Rezistenta la uzura egala cu cea a Filtek Supreme XT
- Intr-un studiu de 5 ani, se arata ca Filtek Supreme XT se uzeaza la fel ca smaltul natural

<sup>1</sup> In vitro 3 body wear data on file

<sup>2</sup> Katholic University Leuven – In vivo clinical study

### **Rata de uzura**

## **Rezistenta de exceptie**

## Indicatii

- restaurari directe anterioare si posterioare (clasele I, II, III, IV, V)
- stomatologie minim invaziva (SMI)
- tehnica sandwich cu material rasina glasionomer
- modelare cuspizi
- modelare bont
- restaurari indirecte anterioare si posterioare incluzand inlay-uri, onlay-uri si fatete

## Rezultate clinice

Reflectia frumusetii adevarate - multumita lui Filtek Ultimate

A existat o perioada cand aveati nevoie de doua tipuri de compozite: unul puternic, pentru restaurarile posterioare si unul estetic, pentru restaurarile anterioare. Acum, puteti avea UN SINGUR compozit care sa le impace pe amandoua - este si estetic, si puternic. Suficient de estetic pentru restaurari anterioare si suficient de puternic pentru a rezista fortelor masticatori in cazul restaurarilor posterioare.

**Cazul 1. Obturatie de amalgam inlocuita cu Filtek Ultimate intr-o restaurare posterioara.**



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Photo courtesy of Dr. Grant Chyz.

**Cazul 2. Restaurare posterioare folosind doua nuante de Filtek Ultimate: A1E si A1B**

Photo courtesy of Dr. Liebenberg

**Cazul 3. Restaurare anterioara folosind mai multe nuante de Filtek Ultimate: A2B, A2E, CT si White Tint (nu este un produs 3MEspe)**



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Photos courtesy of Dr. Cathia Bergeron, College of Dentistry, University of Iowa.

**Cazul 4. Restaurare anterioara creata folosind mai multe nuante de Filtek Ultimate: CT, WD, BT si WE**



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Photos courtesy of Dr. Sillas Duarte, Jr. Case Western Reserve University School of Dental Medicine, Cleveland Ohio

**Cazul 5. Restaurare creata utilizand 3 nuante (A3D, A3.5D, A1E) de Filtek Ultimate**

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Photo courtesy of Dr. Gabriel Krastl, Department of Periodontology, Endodontics and Cariology, University of Basel, Switzerland.

## Tehnici Video:

[Tehnică Simplă de Restaurare Anterioară](#)

[Tehnică Multi-culoare de Restaurare Anterioară](#)

[Tehnică Monoculoare de Restaurare Posterioară](#)

[Tehnică Bi-culoare de Restaurare Posterioară](#)

## Ghiduri tehnici de restaurare

[Anterior Restoration Simple Technique \(PDF, 577KB\)](#)

[Anterior Restoration Multi-shade Technique \(PDF, 625KB\)](#)

[Posterior Restoration Single-shade Technique \(PDF, 599KB\)](#)

[Posterior Restoration Dual-shade Technique \(PDF, 704KB\)](#)

## Prezentare

- Kit profesional 3920P
- 12 seringi a 4g
- Nuante dentina: A2, A3, B3;
- Nuante body: A2, A3, A3.5, B2;

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@technicaldent.ro](mailto:office@technicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Nuante smalt: A1, A2, A3, W;
- Nuante translucente: AT;
- 1 Roata de selectie a culorii;
- Ghiduri de tehnica;
- Instructiuni de folosire