

## Porcelain etch/silane

Pret:

**365,01 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

#### **Acid hidroflic 9% proiectat pentru demineralizare intra si extraorala**

Cele mai puternice lipiri ale portelanului se obtin utilizand demineralizarea cu acid hidroflic. Folositi Ultradent Pocelain Etch pentru a demineraliza portelanul sau vechile obturatii cu compozit macro inainte de bonding si reparare. A se utiliza atunci cand este imperativa demineralizarea in-office a restaurarilor indirecte. Porcelain Etch poate fi folosita pentru fatete, inlay-uri, etc urmat de Ultradent Silane.

### Prezentare

- 1 seringă x 1,2 cc Acid demineralizant
- 1 seringă x 1,2 cc silane
- varfuri