

Aparat curatat si dezinfectat Multisteril Fast



Pret:

19.176,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Dispozitiv multifunctional pentru diverse proceduri de sterilizare. Dezinfectare, curatare cu ultrasunete, uscare - toate functiile intr-un singur aparat!

Multisteril Fast este de 2 ori mai rapid fata de Multisteril.

Un dispozitiv indispensabil care pune punct riscurilor pentru operator.

De azi exista Multisteril, primul aparat automatic multi-uz, capabil sa opereze autonom prin toate fazele critice si cele mai complexe ale ciclului de sterilizare.

Este suficient sa introduceti instrumentele in cuva speciala si Multisteril va incepe automat urmatoarele faze:

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- dezinfectare chimica
- clatire
- curatare cu ultrasunete
- clatire
- uscare

Totul fara atingere, fara interventia vreunui operator, fara contaminare externa.


Un aparat indispensabil care pune punct riscurilor pentru operatori, reduce timpul alocat operatiunii de sterilizare si care reduce costurile totale.

Veti opera un singur aparat, capabil sa va salveze timp si bani, si sa va asigure un tratament absolut perfect al instrumentarului.

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273





D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentare | 230V c.a +/- 10% |
| Curent maxim | 6 A |
| Putere maxim absorbita | 1000 W |
| Masa neta | 20 Kg |
| Dimensiuni | 415/415/530 mm (latime/inaltime/adancime) |
| Clasa de risc Dispozitiv medical | Clasa I |
| Presiune de operare pentru apa | 1,5 - 2 bar |
| Volumul cuvei de lucru | 9 litri |
| Volumul de apa folosit | 6 litri |
| Volumul rezervorului de detergent | 1,5 litri + 0,5 litri rezerva |

SConcentratie detergent dezinfectant

1%
2%
3%
4%
5%
6%

Cicluri disponibile

≈25
≈12
≈8
≈6
≈5
≈4