

Instrument detectare carii Diagnodent Pen



Pret:

17.641,92 lei TVA inclusa

Descriere produs:

-

Acest instrument de diagnostic de ultima generatie functioneaza pe diferenta fluorescenta intre substantele dintilor sanatosi si cei bolnavi. Detecteaza cu mare fiabilitate pana si cele mai mici leziuni fara a expune pacientul la radiatii. Si nu sunt necesare sonde.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sondele robuste din safir pot detecta cariile oriunde s-ar afla, chiar si in spatiul interdental. In timp ce sondele fisura trimit de obicei unde de laser paralele, sonda proximala are o deflectie a undei laser de 100°, permitand intreaga suprafata a dintelui

Cunostinte rapide si fiabile

In special la copii si adolescenti cariile fisura reprezinta 80% din cazurile de tratament.

Sindromul Iceberg: 90% din cariile sunt invizibile (sub suprafata intacta a smaltului si in regiunea proximala)

Stiloul DIAGNOdent sporeste atentia dentistului si a radiografiei.

Carii proximale - identificare garantata

Metodele convetionale de detectare a cariilor ascunse nu sunt suficient de sigure. In special adultii sufera de carii secundare si proximale, presupunand ca acestea sunt gasite deoarece diagnosticul vizual este foarte dificil.

Cariile ascunse raman

Carii fisura - identificare fiabila

80% din cariile la copii si adolescenti sunt carii fisura. Acestea sunt adesea ascunse de un strat intact de smalt - carii ascunse.

- DIAGNOdent a devenit un standard de aur pentru diagnosticarea cariilor fisura.

Stiloul KaVo DIAGNOdent detecteaza diferitele nivele

Savantii si dentistii sunt de acord

„Precizie mare“

„... cu o precizie mai mare de 90%, tehnologia DIAGNOdent Pen masoara leziunile create de carii, care nu puteau fi detectate cu radiografii sau cu sonde. Restrictiile sunt depasite prin folosirea combinata a camerei intra-orale, radiografiei si a DIAGNOdent.

"Un instrument remarcabil"

DIAGNOdent Pen, impreuna cu o evaluare clinica si considerentul factorilor de risc al aparitiei cariilor, sustine o identificare timpurie a cariilor si un diagnostic.

Studiile au aratat: Este standardul de aur pentru fisuri

KaVo DIAGNOdent Pen are o rata de succes mult mai mare decat metodele conventionale de diagnoza.

Nici o alta metoda - fie ea vizuala, bazata pe sonde sau pe raze X - nu s-au dovedit a fi atat de precise si fiabile in detectarea cariilor. Chiar si atunci cand pare ca nu sunt urmele vizibile.

Dentistii satisfacuti au raportat

- Detectare timpurie a cariilor - imbunatateste planificarea tratamentului..
Pastrarea pacientului pentru o perioada mai lunga de timp datorita explicatiilor pe care le primeste pacientul, tratamentului fara dureri (sau virtual fara durere) si tratamente minim invazive - prevenire in loc de tratare.
Mai putina frica la pacientii cu fobii. Impactul asupra tratamentului

Pacienti satisfacuti

-
- Reduce necesitatea tratamentelor major cum ar fi canalele radiculare, punti, coroane, etc.
Dintii originali ai pacientului sunt pastrati pe o perioada mai indelungata
Tratament aproape fara nici o durere
Mai putin anestezic
Fara expunere la radiatii
Fara leziune a smaltului cauzat de sonde ascutite



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273