

## MTA Fillapex Tub 12g



Pret:

**244,81 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

MTA Filapex este un ciment pentru obturatii definitive bazat pe MTA, dezvoltat de catre firma Angelus / Brazilia.

A fost lansat spre comercializare in 2010 si combina avantajele MTA cu cele ale unui produs superior pentru obturatii definitive. Formula sa in sistemul pasta / pasta permite umplere completa a intregului canal, inclusiv a canalelor laterale.

MTA prezent in compozitia MTA Filapex este mult mai stabil decat hidroxidul de calciu, furnizand o eliberare constanta de ioni de hidroxid de calciu, mentinand un PH ridicat cu efecte antibacteriene.

Acest produs este **fara eugenol** si nu interfereaza cu procedurile adezive din interiorul canalului. Deasemenea nu cauzeaza o decolorare a structurii dintelui.

### Indicatii:

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- MTA Filapex este indicat in obturafia definitiva de canal.
- Se aplica cu conuri de gutaperca sau cu acul Lentullo.
- Deasemeanea se poate utiliza tehnica de condensatie termica, pentru ca punctul de fierbere al MTA Filapex este de 150 grd C.

## **Contraindicatii:**

- La pacienti cu hipersensibilitate la rasini sau alte componente ale produsului.

## **AVANTAJE:**

- Sistem pasta/ pasta: usor de utilizat
- Varfuri automixante: usor de manevrat
- Fluiditate excelenta : permite obturarea perfecta a canalelor
- Timp de lucru : 35 minute
- Timp de priza : 130 minute
- Radiopac : vizibil pe radiografie
- Solubilitate scazuta : o mai buna sigilare si durabilitate a obturatiei.
- Usor de indepartat : daca este necesar poate fi usor de indepartat

Compozitie :



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Utilizarea MTA Filapex asigura o alcalinitate ridicata favorizand mineralizarea tesutului dur, oferind un mediu antibacterial foarte bun.

Usor de indepartat daca este necesar.

MTA Filapex poate fi indepartat prin interventie chimica sau mecanica sau printr-o combinatie mecanico- chimica.

Pot fi folositi solventi pe baza de ulei citric si cloroform.

Cercetari referitoare la indepartarea condensarii laterale a canalului utilizand ace si eucaliptol au aratat ca MTA Filapex este mult mai usor de indepartat decat alte cimenturi ( AH PLUS, SEALAPEX, REAL SEAL E ENDOFIL ) . ( SANTOS , LGP 2011 ) .

## **Mod de prezentare**

- pasta / pasta.- 12g

pasta baza- 7,2g / pasta catalizator – 4,8g