

Fuji Plus pulbere 15g



Pret:

401,64 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Ciment de cimentare ionomer de sticlă îmbunătățit cu rășină

Performantele remarcabile datorate combinării dintre o rășină și un ionomer de sticlă, și diferitelor culori disponibile fac din GC Fuji Plus un ciment cu indicații multiple care poate fi folosit pentru toate procedurile de cimentare moderne.

GC Fuji PLUS are un timp de lucru extins pentru cimentarea punșilor totale, a sistemelor speciale și a mai multor restaurări într-un singur timp.

Caracteristici & Beneficii

- Amestecare și manevrare ușoare asemănătoare cimenturilor convenționale
- Proprietăți mecanice similare cimenturilor pe bază de rășină
- Adeziune intrinsecă la structura dentară pentru eliminarea tehnicilor adezive, care sunt complicate și sensibile la umiditate
- Adeziune bună la metal, rășini acrilice și ceramică silanizată și de aceea indicații multiple
- Grosime redusă a filmului pentru plasare ușoară și adaptare îmbunătățită
- Fără sensibilitate post-operatorie pentru confortul pacientului
- Solubilitate foarte scăzută pentru sigilare marginală susținută

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Radioopacitate ce facilitează diagnosticarea
- In combinatie cu GC Fuji PLUS Conditioner sigilare marginală optimă
- Eliberare susținută de fluor

Indicatii

GC Fuji PLUS este un ciment cu indicatii multiple, capabil să cimenteze restaurări cu suport metalic, inlay-uri ceramice, coroane și punți ceramice și cimentarea tuturor coroanelor acrilice/rășinice, inlay-urilor, onlay-urilor și punților.

Mod de folosire

Curățați cu apă. Aplicați Fuji PLUS Conditioner, lăsați 20 secunde, clătiți cu apă și uscați. Nu desicați. Aplicați Fuji PLUS atât pe restaurare cât și pe dintele preparat, și începeți fixarea coroanei în 30 de secunde de la terminarea amestecării. Îndepărtați excesul de material la prima formare a stadiului de gel.

Ambalare

- set complet A3 :
- 15 g pulbere
-
-