

Identificator puncte contact SpotIT



Pret:

148,10 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Identificarea punctelor de contact pentru punți și coroane nu a fost niciodată mai ușoară.

Înainte de cimentarea coroanelor, punților și protezelor implantate, este necesar să evaluăm relația dintre coroana și dinții vecini.

Hartia de articulație este des folosită pentru a verifica punctul de contact.

Această metodă arată un punct de contact prea larg, riscându-se astfel o ajustare excesivă.

Noul detector al punctului de contact Directa este un marker colorat disponibil în formă dreaptă și curbă. În timp ce markerul traversează zona dintre elementul protetic și dinte vecin, lasă un indiciu clar, în privința ajustării necesare, pentru realizarea unui punct de contact perfect. Întreaga operație poate fi realizată fără asistență, ținând coroana cu o mână și marker-ul cu cealaltă.

Identificarea punctului de contact pentru coroane și punți nu a fost niciodată mai ușoară.

4 Motive pentru a utiliza Spot It:

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

#1 Indicatii exacte pentru ajustarea coroanelor si puntilor.

Spot it simplifica ajustarea punctului de contact al coroanelor si puntilor.

#2 Acces optim

Acces optim datorita design-ului drept si curb

#3 Usor de manuit.

Usor de utilizat- nu necesita asistenta.

Precis, economiseste timp.

#4 Curat

Indicatii clare, nu lasa urme in afara ariei de contact.

Poate fi utilizat fara asistenta.

Prezentare

- set 18 buc