

Servetele suprafete Eurosept Xtra sensitiv

Pret:

50,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Servetele umede pe baza de alcool gata de utilizare pentru dezinfectia profilactica a suprafetelor dispozitivelor medicale non-invazive din sectorul medical. Imbibat cu EuroSept Xtra Surface Disinfection. Servetelele pot fi folosite maxim 28 de zile de la prima deschidere a pachetului.

Compatibilitate foarte buna cu materialele, chiar si cu materiale care de altfel sunt incompatibile cu alcoolul.

Timpi de expunere a lichidului de inmuier: Bacterii conform EN 13727, EN 1276, EN 13697 (sarcina mare): conc. 1 min. Candida albicans conform EN 13624, EN 1650, EN 13697 (sarcina mare): conc. 1 min. TbB (tuberculoza)- Agenti patogeni (M. terrae) si micobacterii (M. avium) conform EN 14348 (incarcare mare): Conc. 1 min. „Virucid limitat” (virusuri incapsulate precum HBV, HIV, HCV conform EN 14476 , sarcina mare): Conc. 1 min. „Limited virucid Plus” (virusi incapsulati precum HBV, HIV, HCV) si noro, adeno si rotavirusuri conform EN 14476 (incarcare redusa): Conc. 1 min. Polyoma SV 40 (RKI/DVV cu incarcare): Conc. 1 min. Timpi de expunere pentru carpele inmuiate: Bacterii si Candida albicans conform EN 16615 si VAH sub sarcina mare: 1 min. Panze din 90% PES si 10% VIS.

Nu mai este necesar un sistem de distribuire separat, ceea ce face ca acesta sa fie practic de utilizat

Servetele pe baza de alcool pentru dezinfectarea rapida a suprafetelor mari

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Potrivit pentru toate zonele legate de pacient

Inclus in lista actuala de dezinfectanti a VAH

Dimensiune: L - 20 x 30 cm

Prezentare

Pachet 80 bucati