

Electrovalva Inchidere - Autoclav Runyes 18L, 23L



Pret:

326,01 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Electrovalva pentru autoclavele Runyes este o componentă esențială care controlează circulația și închiderea fluidelor în sistemul de sterilizare, asigurând funcționarea corectă și sigură a echipamentului. Aceasta este utilizată în timpul procesului de sterilizare pentru a controla fluxul de apă sau abur în funcție de faza ciclului de sterilizare.

Caracteristici Tehnice:

- **Tipul:** Electrovalvă de închidere.
- **Model:** YCSM71-30-1ZGBV.
- **Material:** Corpul din alamă pentru durabilitate și rezistență la coroziune.
- **Port:** ZG1/8.
- **Dimensiune orificiu:** 3.0mm.
- **Presiune de operare:** 0.0-0.4Mpa.

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- **Alimentare:** DC24V.
- **Sigiliu:** Viton - rezistent la temperaturi înalte și substanțe chimice.

Conținutul produsului:

- 1x Electrovalvă de închidere Runyes.
- 1x Conector pentru alimentare electrică.

Utilizare:

- Electrovalva este responsabilă de controlul fluxului de apă sau abur în autoclavele Runyes în timpul ciclului de sterilizare, asigurând închiderea sigură și precisă a sistemului pentru a menține condițiile ideale de sterilizare.
- Este compatibilă cu diverse modele de autoclave Runyes din gama de 18L, 23L.

Instrucțiuni de întreținere:

- Se recomandă verificarea periodică a electrovalvei pentru a preveni acumularea de depuneri care ar putea împiedica funcționarea corectă.
- Verificați conectorii și cablajul pentru a vă asigura că sunt în stare bună și că electrovalva primește alimentarea corespunzătoare.

Compatibilitate:

Electrovalva este proiectată să fie compatibilă cu autoclavele Runyes din seriile populare de 18L, 23L, dar este recomandată verificarea specificațiilor echipamentului pentru a asigura compatibilitatea exactă.

Durabilitate și Înlocuire:

- **Durabilitatea produsului:** Electrovalva este fabricată din materiale de înaltă calitate, asigurând o funcționare îndelungată și fiabilă.
- **Când să fie schimbată:** Se recomandă înlocuirea electrovalvei la un interval de 1-2 ani sau în cazul în care se observă funcționări necorespunzătoare, cum ar fi scurgeri sau blocaje.

Notă

Acest produs este esențial pentru menținerea funcționării optime a autoclavei și pentru prevenirea problemelor în timpul ciclurilor de sterilizare, oferind siguranță și eficiență în utilizare.