

Valva Pneumatica Pedala Runyes – Model Care 33

Pret:

438,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Valva pneumatică pentru pedale Runyes este un component vital în sistemele de control pneumatic ale unităților dentare, asigurând o gestionare eficientă și precisă a fluxului de aer. Această valvă de înaltă calitate permite acționarea corectă a pedalelor, oferind confort și siguranță utilizatorilor în timpul procedurilor medicale.

Caracteristici Tehnice:

- **Tip Produs:** Valvă pneumatică pentru pedale.
- **Material:** Corp metalic rezistent la uzură, asigurând o durabilitate îndelungată.
- **Design Compact:** Dimensiuni reduse care permit integrarea facilă în sistemele de pedale ale unităților dentare Runyes.
- **Tip Conexiune:** Furtun de aer standard, compatibil cu sistemele pneumatice de control ale uniturilor Runyes.

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Conținutul Produsului:

- 1 x Valvă pneumatică pentru pedale, complet asamblată și pregătită pentru instalare.

Utilizare:

- Valva este destinată acționării pedalelor din cadrul uniturilor dentare Runyes. Aceasta reglează fluxul de aer care controlează diversele funcții, cum ar fi alimentarea cu apă, aspirarea, sau alte funcții pneumatice necesare în stomatologie.
- Se recomandă ca instalarea să fie efectuată de către personal autorizat pentru a asigura o montare corespunzătoare și sigură.

Instrucțiuni de Întreținere:

- Se recomandă inspectarea periodică a valvei pentru a identifica eventualele scurgeri de aer sau blocaje.
- Verificați conexiunile furtunurilor de aer și asigurați-vă că nu există uzură excesivă care ar putea compromite funcționarea corectă a sistemului.

Compatibilitate:

- Compatibilă cu majoritatea uniturilor dentare Runyes și cu alte sisteme pneumatice similare. Înainte de achiziționare, verificați specificațiile tehnice pentru a confirma compatibilitatea cu echipamentul dvs.

Durabilitatea Produsului:

- Valva este fabricată din materiale de înaltă calitate, concepută pentru a rezista utilizării frecvente în mediile stomatologice.
- Este recomandat să fie schimbată după aproximativ 1 an de utilizare intensă pentru a preveni eventuale probleme legate de funcționare și pentru a asigura performanța optimă a unității dentare.