

Canula Aspiratie 17.5mm Runyes/Fedesa

Pret:

58,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Canula din plastic pentru aspirație cu debit mare este un accesoriu esențial pentru cabinetele stomatologice, conceput pentru a oferi o aspirație eficientă și sigură. Datorită designului său ergonomic și materialelor de înaltă calitate, aceasta asigură confort pentru pacient și durabilitate în utilizarea zilnică.

Caracteristici Tehnice:

- **Material:** Plastic de înaltă calitate, rezistent la uzură și agenți de curățare.
- **Funcționalitate:** Aspirație cu debit mare pentru eficiență în timpul procedurilor stomatologice complexe.
- **Ergonomie:** Design compact și ușor, ușor de manevrat de către personalul medical.
- **Compatibilitate:** Se poate utiliza cu majoritatea uniturilor stomatologice care suportă sisteme de aspirație de mare putere.

Conținutul Produsului:

1. **Canula de aspirație debit mare** – Design ușor, ideal pentru utilizarea frecventă.
2. **Mâner ergonomic** – Integrează un comutator pentru controlul aspirației.

Utilizare:

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Potrivită pentru proceduri stomatologice ce necesită un control eficient al fluidelor din cavitatea bucală.
- Folosirea regulată a canulei îmbunătățește vizibilitatea în timpul intervențiilor chirurgicale, eliminând fluidele cu rapiditate.

Instrucțiuni de Întreținere:

- Se recomandă curățarea și sterilizarea canulei după fiecare utilizare, folosind soluții dezinfectante aprobate pentru echipamente stomatologice.
- Verificați periodic starea canulei pentru a preveni acumularea de reziduuri care ar putea afecta funcționarea aspirației.

Compatibilitate: Compatibilă cu uniturile stomatologice Runyes și alte modele similare. Verificați întotdeauna compatibilitatea specifică cu echipamentele existente în cabinet.

Durabilitatea Produsului: Fabricată din plastic rezistent, canula are o durată de viață îndelungată, însă se recomandă înlocuirea acesteia anual pentru a preveni uzura și pentru a asigura performanța optimă a sistemului de aspirație.

Când trebuie schimbată: Deși canula poate rezista utilizării frecvente, este indicat ca aceasta să fie înlocuită la un interval de un an, pentru a menține eficiența aspirației și pentru a evita posibilele contaminări.