

Isorapid Spray 1L



Pret:

77,52 lei TVA inclusa

Descriere produs:

ISORAPID® Spray – Distruge 101 microorganisme. Nu lasa reziduuri sau pete!

Compatibil cu mai mult de 80 de materiale inclusiv cu pielea artificiala!

Dezinfectant gata preparat cu actiune ultrarapida și continut scazut de alcool destinat dezinfectiei prin pulverizare sau stergere a suprafetelor, obiectelor sanitare (baterii, capace toaleta, accesorii baie, mobilierului (compatibil cu substantele ce contin alcooli), altor suprafete. Fiecare utilizare a dezinfectantului degaja un miros de fructe pentru o improspatare de lunga durata a aerului.

Domeniul de utilizare: colectivitati (unitati invatamant, azile, sali fitness, institutii, restaurante, hoteluri, transporturi, domestic, etc.),

Categoria de utilizatori: profesional, industrial, populatie

Pretul nu include pulverizator.

Descriere utilizare in colectivitati:

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Dezinfectant gata preparat cu acțiune ultrarapida și conținut scazut de alcool utilizat prin pulverizare sau ștergere pentru dezinfecția suprafețelor, obiectelor sanitare (baterii, capace toaleta, accesorii baie, mobilierului (compatibil cu substantele ce contin alcooli), altor suprafețe. Ceea ce face ca acest produs sa fie unul special, este conținutul scazut de alcool sub 50%, reducand considerabil potențialul alergen al produsului și marind compatibilitatea cu materialele. Cantitatea de 16-20 ml/mp este suficienta pentru a umezi suprafețele netede la o temperatura ambianta de 20-23 C.

Bactericid (inclusiv MRSA), fungicid (inclusiv ciuperci rezistente la antibiotice), tuberculocid/micobactericid,

Virucid: HBV, HCV, HIV, BVDV, Coronavirus, Virusul Herpex Simplex, Virusul gripal A, Virusul Pseudorabiei, Virusul Vaccinia, Adenovirus, Poliovirus, Poliomasvirus, Norovirus, Rotavirus

Timpe de actiune: 15 secunde – 5 minute

Descriere utilizare in cosmetica:

Dezinfectant gata preparat cu acțiune ultrarapida și conținut scazut de alcool utilizat prin pulverizare sau ștergere pentru dezinfecția suprafețelor mici, mobilierului din salon (scaune, masute, chiuvete, bazine pedichiura), a suprafețelor instrumentarului și accesorii manichiura/pedichiura/frizerie ce nu sunt contaminate cu sange sau materii organice : forfecute pentru pielite și unghii, clești, brice, pile de unghii refofosibile, pensete, perii, piepteni, bigudiuri, clame, lavoare pentru spalare parul, spatule, aplicatoare cu roller, electrozi, ventuze sticla, etc. Ceea ce face ca acest produs sa fie unul special, este conținutul scazut de alcool sub 50%, reducand considerabil potențialul alergen al produsului și marind compatibilitatea cu materialele. Cantitatea de 16-20 ml/mp este suficienta pentru a umezii suprafețele netede la o temperatura ambianta de 20-23 C.

Bactericid (inclusiv MRSA), fungicid (inclusiv ciuperci rezistente la antibiotice), tuberculocid/micobactericid,

Virucid: HBV, HCV, HIV, BVDV, Coronavirus, Virusul Herpex Simplex, Virusul gripal A, Virusul Pseudorabiei, Virusul Vaccinia, Adenovirus, Poliovirus, Poliomasvirus, Norovirus, Rotavirus

Timpe de actiune: 15 secunde – 5 minute

Descriere utilizare in medicina dentara, de familie si veterinara:

Dezinfectant gata preparat cu acțiune ultrarapida și conținut scazut de alcool destinat dezinfectiei suprafețelor inclusiv a suprafețelor dispozitivelor medicale si instrumentarului.

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Utilizat pentru dezinfectia suprafețelor dispozitivelor medicale, scaune de tratament, suprafața uniturilor, tavi pentru instrumentar, piese de mana simple și in unghi, brațele suport ale lampilor stomatologice și instrumentar stomatologic din oțel, aluminiu, cupru, silicon și cauciuc, obiectelor de inventar (paturi, scaune, noptiere etc.) instrumentarului mic și orice alte suprafețe mici din unitați sanitare, cabinete de medicina dentara, unitați ambulanța. Cantitatea de 16-20 ml/mp este suficienta pentru a umezii suprafețe netede la o temperatura ambienta de 20-23 C.

Bactericid (inclusiv MRSA), fungicid (inclusiv ciuperci rezistente la antibiotice), tuberculocid/micobactericid,

Virucid: HBV, HCV, HIV, BVDV, Coronavirus, Virusul Herpex Simplex, Virusul gripal A, Virusul Pseudorabiei, Virusul Vaccinia, Adenovirus, Poliovirus, Poliomasvirus, Norovirus, Rotavirus

Timp de actiune: 15 secunde – 5 minute

Prezentare

Flacon 1L