

Trusa Charisma E4SY Syringe Simplicity

Pret:

548,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Charisma E4SY - compozit microhibrid fotopolimerizabil, radio-opac

Avantaje:

Indicat pentru restaurari de culoarea dintelui, pe baza de adeziv, ale dintilor anteriori si posteriori, inclusiv ale suprafetelor ocluzale

Radioopacitatea este echivalenta cu cea a unui strat de aluminiu de 2.0 – 2.5 mm (dentina = 1 mm, smalt = 2 mm)

Un sistem pentru toate clasele de cavitati - ideal pentru restaurarile anterioare si posterioare de zi cu zi

Diferentiere fata de sistemele traditionale - spre deosebire de compozitele multi-culore, stratificarea monocromatica cu Charisma E4SY reduce complexitatea - fara a sacrifica estetica

Manipulare simplificata - aplicare intuitiva, consistenta compactabila, incalzibila daca se doreste, disponibil in seringa sau PLT

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Inventar simplificat - mai putine culori, stoc redus, costuri mai mici

Integrare flux de lucru - simplifica si mai mult fluxul de lucru cu Charisma Bulk Flow ONE in cavitatile posterioare profunde si GLUMA Bond Universal pentru o aderenta fiabila

Selectare simplificata a nuantelor - 4 nuante pot inlocui 16 culori VITA; complexitate redusa

Nuantele Charisma E4SY (LIGHT, MEDIUM, DARK, BLEACH) au fost perfect adaptate gamei de culori VITA prin echilibrul optim dintre transluciditate, nuanta si cromatica; acest lucru permite o integrare perfecta in nuanta naturala a dintelui pentru aplicatii monocromatice in cazurile anterioare si posterioare

Corepondente nuante in cheia de culori VITA Classic:

Light = A1, B1, B2, C1

Medium = A2, A3, B3, B4, C2, D2, D3

Dark = A3.5, A4, C3, C4, D4

Bleach = BXL, BL

Indicatii:

Restaurarea directă a cavitatilor din Clasele I – V (conform G.V. Black)

Fatete compozite directe

Corectii de forma a dintilor (exemplu: diasteme, defecte dentare congenitale etc.)

Imobilizarea dintilor mobilizati in urma traumatismelor sau din cauza bolii periodontale

Restaurarea dintilor primari

Reparatii ale lucrarilor din portelan, compozit (in combinatie cu un sistem adecvat de reparatie)

Compozitie:

Stica de alumino-fluoro-borosilicat de bariu, BisGMA, feldspat, TEGDMA, UDMA, acid silicic, polimer, dioxid de titan, pigmenti fluorescenti, pigmenti de oxizi metalici, pigmenti organici, ester al acidului aminobenzoic, BHT; camforchinona

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Charisma E4sy contine umplutura aproximativ 61% din volum (cu umplutura anorganica 60% din volum); dimensiunea particulelor de substanta de umplere este de 0.005 – 10µm

Continut set:

1 seringa Refill Light 4g

1 seringa Refill Medium 4g

1 flacon adeziv GLUMA Bond Universal x 4ml

Prezentare:

Charisma E4SY Syringe Simplicity Kit - 1 set