

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

PACHET Filtek Ultimate Professional Kit + Lampa foto Eighteeth Pen-X GRATUIT



Pret:

3.346,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Filtek Ultimate Professional Kit

Cel mai usor mod de a reflecta realitatea!

Simplitate

Restaurari de exceptie, acum mai usor ca niciodata!

Selectia extinsa de culori Body va ofera mai multe optiuni pentru restaurari ideala mono-culoare.

Obtineti tipul de incisivi placuti, locuita de Filtek Ultimate intr-o restauratie posteroara, ce creaza un



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273

Inainte

Dupa

Photo courtesy of Dr. Grant Chyz.

- Noile etichete cu scris ingrosat va ajuta sa cititi mai usor si repede eticheta, economisindu-va timp
- Seringile sunt acum codate prin culoare in functie de opacitate

Versatilitate

Nu conteaza tehnica folosita, rezultatul va fi intotdeauna cel scontat!

- Universal - anterior si posterior
- O gama larga de nuante si opacitati
- Manuire excelenta a **tuturor** opacitatilor
- Rezultate estetice excelente, fie ca folositi tehnici cu mono, duo sau multi-culoare

Opacitati:

Dentina Body Smalt Translucent

Nanotehnologia 3M Espe

Una dintre cele mai avansate tehnologii din industria dentara, dezvoltata cu privirea. Nimic nu poate reflecta rezilienta smaltului precum

- Rezistenta la uzura egala cu cea a Filtek Supreme XT
- Intr-un studiu de 5 ani, se arata ca Filtek Supreme XT se uzeaza la fel ca smaltul natural

² Kavitha S, University of Leeds on-line vivo clinical study

Rata de uzura

Particulele de dimensiune nano confera rezistenta unica la polish

Acceptate si utilizate timp de peste 600 zile de la aplicarea unui material restaurativ de top in

Tetric Filtek Ultimate Filtek Ultimate

Evoceram Nuanta Body Nuanta Translucent

Caracteristici si avantaje

Simplu de folosit

- Manevrabilitate exceptionala
- Mai multe nuante body pentru restaurari mononuenta
- Etichete ingrosate, usor de citit

Estetica realistica

- Polisabilitate excelenta
- Gama mare de nuante si opacitati
- Fluorescenta imbunatatita

Tehnologie unica cu nanofiller

- Rezistenta la polish mai buna decat un microfiller
- Se uzeaza mai greu decat competitorii
- Rezistenta de exceptie pentru folosire pe anteriori sau posteriori

Nanotehnologie veridica

Tehnologia unica 3MEspe va ofera posibilitate unor restaurari foarte rezistente si estetice

- Nanocompozitul este compus din particule individuale si grupuri unice de particule de dimensiune nano care sunt lipite chimic in interiorul matricei
- Nanoclusterele se forfecheaza intr-un ritm similar cu cel al matricii rasinice inconjuratoare in timpul abraziunii
- Rezultatul este o suprafata mai fina pentru rezistenta la polisare pe termen lung

Nanoclustere lipite

Zirconiu si siliciu lipite

Magnificare 100.000 x

SEM: Dr. J. Perdigao, University of Minnesota

**pentru a va pastrarea dvs. anterioare si posterioare isi vor pastra aparenta lucioasa, reala
Rezistenta la polish**

Body si analiza pe care o placa suprafetele optimizate, dupa fabricarea (cu particule de



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273

Filtek Ultimate

Tetric Evoceram

Sursa: date interne 3MEspe

Rezistenta la abraziune similara cu a smaltului

- Rezistenta la uzura egala cu cea a Filtek Supreme XT
- Intr-un studiu de 5 ani, se arata ca Filtek Supreme XT se uzeaza la fel ca smaltul natural

² Katholieke University Leuven - In vivo clinical study

Rata de uzura

]

Sursa: date interne 3MEspe

Rezistenta de exceptie

]

Indicatii



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273

- Nuante smalt: A1, A2, A3, W;
- Nuante translucente: AT;
- 1 Roata de selectie a culorii;
- Ghiduri de tehnica;
- Instructiuni de folosire

Lampa foto Eighteeth Pen-X

CuringPen-X este o lampa de fotopolimerizare cu 4 LED-uri, control inteligent prin Bluetooth si operare simpla. Manerul usor, de doar 65 g, ofera confort ridicat in utilizare. Sistemul optic cu lentila convexa asigura un fascicul de lumina colimat si uniform, cu un unghi de focalizare de aproximativ 10 grade. Capul de polimerizare ultra-subtire de 8 mm permite rotatia libera la 360° pentru acces optim in zona de lucru.

Dispozitivul include un ecran color de 2 inch cu butoane tactile si o baza de incarcare cu masurare a intensitatii luminii. Sunt disponibile 8 moduri de functionare: Ortho, Detect (lumina alba), Detect (lumina violet), Pulse, Ramp, Ultra, High si Normal, fiecare adaptat pentru diferite proceduri clinice. Timpii de lucru variaza in functie de modul selectat, cu optiuni predefinite intre 1 si 300 de secunde.

Mod Descriere Timpuri disponibile

Ortho Mode Intensitate și penetrare ridicată, ideal pentru lipirea bracket-urilor 3 s ON / 2 s OFF per ciclu, 2-10 cicluri

Detect Mode – lumină albă Detectarea fisurilor ascunse 60 s, 180 s, 300 s

Detect Mode – lumină violetă Zonele cariate apar portocaliu-roșcat pentru verificare 30 s, 60 s

Pulse Mode Pauze intermitente pentru reducerea stresului de contracție 5 s, 10 s, 15 s, 20 s (0.8 s ON / 0.2 s OFF)

Ramp Mode Creștere treptată a intensității pentru reducerea contracțiilor 5 s, 10 s, 15 s, 20 s

Ultra Mode Penetrare și intensitate foarte ridicată pentru polimerizare rapidă 1 s, 3 s

High Mode Polimerizare rapidă a compozitelor 3 s, 5 s, 10 s

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Normal Mode Potrivit pentru majoritatea procedurilor 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 40 s

Specificatii tehnice:

Dimensiune piesa de mana (inclusiv capul de lumina): 17 x 17 x 210.5 mm

Greutate piesa de mana (cu tot cu cap): 65 g

Unghi fascicul: aproximativ 10°

Baza cu functie de masurare a luminii

Intensitate maxima: 3000 mW/cm²

Spectru luminos: 380–515 nm

Grosime cap de lumina: 8 mm