

Pasta astringenta pentru retractie capsula 10+1 Gratuit

Pret:

180,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Obtineti un acces facil la sulcus prin varful patentat extra fin al Capsulei de Retractie 3M™ ESPE™. Pasta de retractie se aplica foarte usor folosind dispensere comune de compozit (capsule) si deflecteaza eficient gingia marginala.

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Varful extra fin se potrivește direct în sulcus.
- Permite un sulcus curat și uscat, precum și o hemostază robustă
- Capsula igienică doză unică

Prin comparație cu snururile de retracție gingivală:

- Proces comod și eficient temporal: până la 50% mai rapid
- Risc mai mic de hemoragie
- Acțiune fină asupra țesutului pentru un confort îmbunătățit al pacientului

Prin comparație cu celelalte paste de retracție gingivală:

- Acces ușor în sulcus
- Un acces mai bun interproximal datorită varfului extra-fin al capsului
- Compatibil cu majoritatea dispenserelor.

Indicații

Pasta de retracție 3M™ ESPE™ este indicată în retracția țesutului temporară a gingiviei marginale pentru a asigura un sulcus uscat atunci când parodontiul este sănătos, cu scopuri cum ar fi:

- amprentarea
- prepararea lucrărilor temporare
- prepararea obturațiilor de clasă II și V.

Produsul nu poate fi folosit la pacienții care suferă de boli ale parodontiului, furcații deschise sau os expus.

Prezentare



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- 1 x capsula 0.3g