

## Affinis Precious Regular body 2 x 50 ml

Pret:

291,69 lei TVA inclusa



### Descriere produs:

Proprietati fluide superioare acolo unde este nevoie - in gura

Materialul care sta la baza Affinis Precious - Polivinilsiloxanul - are un unghi de contact de numai 10°. Proprietatile sale de curgere asigura capturarea facila a tuturor detaliilor suprafetei de catre materialul de amprenta intr-un mediu umed.

**Affinis Precious - materiale de amprenta VPS, cu unghi de contact de numai 10°**

**Date tehnice (temperatura camerei 23°C si umiditate relativa 50%):**

• **Biuret alfa (0,22 (0,11) 2): 20min**

**Indicatii:**

• **Material este indicat pentru amprenta la rece si puthi + wash**

**Prezentare:**

• **Affinis Precious Regular Body - 2 x 50ml**