

Affinis Precious Regular body 2 x 50 ml

Pret:

388,92 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Proprietati fluide superioare acolo unde este nevoie - in gura

Materialul care sta la baza Affinis Precious - Polivinilsiloxanul - are un unghi de contact de numai 10°. Proprietatile sale de curgere asigura capturarea facila a tuturor detaliilor suprafetei de catre materialul de amprenta intr-un mediu umed.

Affinis Precious - materiale de amprenta VPS, cu unghi de contact de numai 10°

Date tehnice (temperatura camerei 23°C si umiditate relativa 50%):

• **Biocompatibilitate:** ISO 10993-1(0)1b:20min

Indicatii:

• **Materialul este indicat pentru amprenta la rece si pentru unghiuri mici.**

Prezentare:

• **Affinis Precious Regular Body - 2 x 50ml**