

## Glasionomer foto Ionolux set 12g+5ml+accesorii



Pret:

**568,01 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

### Ciment glass-ionomer fotopolimerizabil pentru restaurari

- nu necesita conditionarea suprafetei dentinare inaintea aplicarii materialului de obturatie
- nu necesita lac protector - varnish
- ideal pentru tehnica Sandwich
- usor de aplicat, usor de modelat
- nu se lipeste de instrument
- nu curge din cavitate

### Prezentare

- 1 flacon 12 g pudra
- 1 flacon 5 ml lichid