

## Aparat de taiat modele SlitPrecise SP100

Pret:


**7.052,58 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

### Specificatii

- taierea se face din baza modelului
- directia taierii este selectata printr-un marker laser
- optional se poate lega la un sistem de aspiratie
- un disc diamantat special proiectat pentru o mai buna taiere
- un sistem special pentru siguranta in timpul taierii



## **Noua generatie de fierastrau model pentru modele din ipsos**

ghidare laser a tăierii

taiere de jos în sus

este posibilă conectarea la unitatea de aspirație

sistem de siguranță specializat în timpul operațiunii de tăiere

### **Accesorii:**

disc diamant DFS Ref. № 110000001

disc diamant Nuova Ref. № 110000002

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## **Date tehnice**

- Alimentare 220V ~  $\pm 10\%$  / 50Hz
- Putere maxima 200 W
- Numar maxim de rotatii 900 min<sup>-1</sup>
- Sectiunea in adancime maxima 26,5 mm
- Latimea taierii 0.3 mm
- Discul de taiere diamantat  $\varphi 85 \times \varphi 16 \times 0,3$
- Clasa laser 2

## **Dimensiunile de cuplare pentru sistemul de aspiratie**

- Extern  $\varphi 40$  mm
- Intern  $\varphi 37$  mm.
- Dimensiuni - latime - lungime - inaltime 290 - 320 - 170 mm
- Masa 10 kg