

Brilliant Kit New Generation

Pret:

530,40 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Manevrare și Coloristică revoluționară

Sistem unic Dual : două nuanțe într-o singură seringă
Nano tehnologie pentru utilizare universală anterior/posterior
Nano tehnologie elvețiană

Am dus formula noastră la un nivel mai avansat pentru a ține ritmul cu nevoile și cerințele clienților noștri. Brilliant New Line conține umpluturi nano-sferice îmbunătățite. Acestea asigură o manevrare superioară, rezistență și aplicabilitate excelentă. Rezultatele se văd : obturații excelente pentru toate indicațiile pot fi obținute.

Modelarea conturilor naturale e posibilă datorită consistenței ferme, nelipicioase. Acestea reduc timpul necesar pentru reconturarea anatomică cu ajutorul instrumentelor de finisat.

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068.0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
NANO FORMULA ASIGURA :

PROPRIETĂȚI DE MANEVRARE DE NEEGALAT

- nelipicios – ideal pentru sculptare
- compozit condensabil și sculptabil
- excelent pentru toate clasele (anterior/posterior)
- adaptabil total la baza cavității fără infiltrare
- nu curge pe lângă instrumentul de aplicare
- adaptare marginală excelentă și puncte de contact

CONTINE

- 6 seringi
- 3 x 4 g dentina A1/B1, A2/B2; A3/D3;
- 3 x 4 g smalt A1/B1, A2/B2; A3/D3;
- One Coat Bond SL x 5 ml
- Etchant Gel S 1 x 2,5 ml
- Accesorii