

## Fuji I lichid 20 ml

Pret:

**263,01 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Proiectat pentru cimentarea finala a coroanelor si a puntilor, Fuji I prezinta proprietati fizice inalte.

Fuji I se lipeste chimic de structura dintelui si a metalului asigurand o excelenta duritate si integritate marginala pentru restaurari de lunga durata. Este deasemenea indicat pentru a asigura inlay-urile, onlay-urile,

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
pivotii si bracket-urile ortodontice.

## **Caracteristici si beneficii:**

- Compatibil cu pulpa dentara si mucoasa gingivala cu risc redus de sensibilitate post-operatorie;
- Adeziune excelenta ce permite o inchidere marginala de durata;
- Timp de lucru prelungit spatulare usoara si manipulare confortabila;
- Dimensiune minima a particulelor componente;
- Inserare usoara a restaurarii;
- Priza rapida;
- Radioopacitate excelenta;
- Eliberare prelungita de fluor.

## **Indicatii:**

- GC Fuji I este ideal pentru cimentarile simple de rutina ale restaurarilor cu suport metalic.

## **Prezentare:**

- flacon lichid 20 ml