

Dezinfectant Dentasept Ultra 5L



Pret:

310,11 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Dezinfectant de nivel înalt pentru instrumentarul termosensibil din domeniul stomatologic

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Soluție verde limpede

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Soluție de glutaraldehidă 2% tamponată la pH 6 (citrat de sodiu)
- Compatibilitate extinsă cu toate tipurile de materiale

Mod de utilizare

- Soluție gata de utilizare
- Timp de contact minim:
 - 20 de minute pentru bacterii, viruși, drojdii și mușcăiuri
 - 1 ora pentru sporii bacteriilor
- Clătiți cu apă sterilă sau filtrată la 0,2 μm

Periculos - Respectați precauțiile de folosire

Proprietăți microbiologice

- Bactericid: EN 1040, NF T 72-171, NF T 72-190.
- Activ contra Mycobacterium tuberculosis
- Fungicid: EN 1275, NF T 72-190
- Virucid: NF T 72-180
- Activ contra virusului HIV-1, HVB, BVDV (surogat de HVC) și virus herpetic
- Sporicid: NF T 72-230/231

PENTRU INFORMATII DE UTILIZARE SI CONTINUT, VA RUGAM CONSULTATI BROSURA ATASATA!

Conform următoarelor articole de lege:



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Dir. 92/42 a C.E

HG 54/2009

OMS 253/2010

Dezinfectantii sunt asimilati dispozitivelor medicale si pot fi comercializati pe teritoriul UE si al Romaniei doar pe baza declaratiei de conformitate / certificatului CE, pe care le gasiti pentru descarcare pe pagina noastra de internet alaturi de fisa de securitate.