

LC Block Out Resin Kit



Pret:

173,29 Lei TVA inclusa

Cod produs:

Referinta: BLOKO

Imagini produs:



Scurta descriere:

trusa rasina fotopolimerizabila pentru gutiere

Descriere produs:

Rasina fotopolimerizabila pentru gutiere.

- rasina de vascozitate scazuta
- pigment albastru
- asigura spatiu de rezerva pentru gutierele de albire
- se poate folosi si pentru diferite proceduri in laborator

Prezentare

- seringi 4 x 1,2 ml
- tipsuri 20 buc

