

Express Light body regular set

Pret:

310,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Indicatii

- Amprente pentru realizarea coroanelor dentare si punțiilor dentare
- Amprente pentru realizarea inlay-urilor punțiilor dentare

Avantaje

- Proprietăți foarte bine echilibrate comparativ cu alte produse de top din gama siliconi de adiție.
- Un portofoliu vast ce ofera mai multe opțiuni ca niciodata – astfel încat stomatologii își pot pastra viscozitatea și tehnica preferate.
- Disponibil pentru toate tipurile de prezentare: Omogenizarea manuala dispozitiv de dozare Garant™ cartușe Penta™
- Experimentați adevarata consistența chitoasa – plus confortul malaxării automate

Express™ XT Materiale de amprentare – Siliconi de adiție (VPS) – amprente de primă clasă la prima amprentare.

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sunt create pentru tehnicile de amprentare într-un timp dar și în doi timpi, materiale de ultima generație Express™ XT cu siliconi de adiție de la 3M ESPE va ajuta să obțineți o acuratețe extraordinară a amprentei și o potrivire perfectă a restaurării finale.

- Reproducere foarte detaliată prin hidrofilie crescută și foarte bune proprietăți de curgere
- Îndepărtare fără modificare la scoaterea din gura datorită rezistenței excelente
- Șansa redusă de repetare costisitoare datorită recuperării de aproape 100% după elongație
- Inovație pentru eliberare fluid: Seringă intraorală Express™ XT
- Mai multă precizie mai puțină risică mai ușor de manevrat: obțineți-le pe toate într-un singur produs
- Seringă intraorală întrunește toate caracteristicile pe care vi le puteți dori pentru a pregăti o amprentă corectă și perfectă.
- Deosebit de ușor de folosit – ușor de încărcat ușor de eliberat design ergonomic
- Aplicarea precisă duce la o acuratețe excelentă a restaurărilor finale

Express™ XT Materiale de amprentare – Siliconi de adiție (VPS) – amprente de primă clasă la prima amprentare.

Prezentare

- Express Light Body Regular Set: 2 x 48ml
- vârfuri amestecare