

Dezinfectant sistem aspiratie Bossklein Daily



Pret:

88,12 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Bossklein Dezinfectant zilnic pentru sistemele de aspiratie.

Poate fi utilizat pe sisteme de aspirare umedă, uscată, și semi umed / uscat.

Dezinfecteaza si curata extrem de eficient , de asemenea, utilizat pentru curățarea eficientă a vasului scuiător.

Non spumant, soluție non-abraziva.

Ușor de utilizat și de măsurat.

Eficient împotriva unui spectru larg de microorganisme.

Fiind alcalin este foarte util pentru îndepărtarea depunerilor zilnice.

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Spectrul de eficiență

Bacterii: MRSA - E Coli - Pseudomonas aeruginosa - Enterococcus hirae - Staphylococcus aureus

Virusuri: HIV 1 - virus gripal uman B

Ciuperci: Aspergillus niger - Candida albicans

Standarde de testare

BS EN 14476 - BS EN 13727 - BS EN 13624 - De asemenea, testate la liniile directoare DGHM.

Instrucțiuni de utilizare

Soluție 5%: 50 ml concentrat zilnic la 950ml de apă caldă. Aspirati prin intermediul tuburilor de înaltă și joasă de aspirație și, de asemenea dispensati în vasul scuipătoare. Se lasă timp de cel puțin 15 minute pentru a acționa și apoi se spală bine cu apă curată.

Compoziția produsului

Conține, printre alte ingrediente: Izopropanol (Propan-2-ol), Polyaminopropyl biguanidă, hidroxid de sodiu, etanolamina.

Proprietăți fizice

Lichid albastru, miros caracteristic, pH 10.0-11.0. Solubil în apă, nu este inflamabil, cu o perioadă de valabilitate de 3 ani.

Prezentare

- bidon 1L/5L concentrat