

Moara de os autogen / bone mill Cap Titan



Pret:

424,19 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Moara de os este un dispozitiv tot mai des utilizat, în implantologia dentara si chirurgia maxilofaciala, pentru fragmentarea materialului osos autolog compact prelevat în urma unei operatii, în vederea utilizarii imediate într-o operatie succesiva de compensare a unui defect osos. Aceaste se foloseste la obtinerea comoda si fara pierdere de timp a unui material osos autolog de granulatie adecvata.

Clestele de triturat os este fabricat din otel inoxidabil, avand partea activa fabricata din titan masiv, un material cu o duritate extraordinara, astfel oferindu-va o viata foarte indelungata in care functioneaza in parametri optimi. Deasemenea, titanul este un material foarte usor, astfel confortul in folosire este desavarsit.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Are stop pentru reglajul granulatiei osului rezultat.

Utilizarea materialului osos autolog reprezinta o alternativa superioara folosirii materialelor de substitutie.