

Aparat incaltare ORMA Compact Bar

Pret:

5.609,44 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Aparat încălzire complet automat ORMA

Tecno-Gaz SPA are plăcerea să vă prezinte un aparat automat revoluționar, unic în felul său, ce vine să revoluționeze conceptul de protecție a mediului steril medical prin acoperirea încălțăminteii. ORMA COMPACT BAR este un aparat automat capabil de a vă crea un papuc de protecție pe măsura dumneavoastră, utilizând un film de plastic prin termo-adaptare, fiind astfel practic, economic și, de ce nu, foarte tehnic.

Diferența principală față de modelul ORMA este dimensiunea mai mică a aparatului, care permite instalarea



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068.0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
acestui in spatii restranse, precum si bara de sprijin integrata, care usureaza folosirea de catre persoane
varstnice, copii, etc.

Modalitatea de utilizare

Este foarte ușoară, spre deosebire de celelalte aparate care necesită încărcare manuală, crearea unui anumit spațiu pentru a le utiliza sau orice alte situații care ar putea duce la descurajarea menținerii barierei de protecție a spațiilor medicale prin acoperirea încălțămintei pacienților.

ORMA este un aparat simplu, rapid de folosit și nu necesită manevrare manuală.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Caracteristici tehnice

Capacitate folii: 1000 buc

Alimentare: 220 V 50 Hz

Putere maxima: 1300 W

Putere Standby: 75W

Timp preincalzire: 120s (la pornirea aparatului)

Timp livrare film: 3-5 s

Timp formare film: 3-5 s

Material carcasa: ABS de inalta duritate

Dimensiune aparat: 72 x 44.5 x 38 cm

Dimensiune pachet: 82 x 47 x 47 cm

Greutate neta: 22.8 Kg

Greutate bruta: 28.4 Kg