

Ciment temporar implanturi Fuji Temp LT



Pret:

992,01 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Fuji Temp LT - ciment glasionomer, in varianta pasta-pasta conceput special pentru cimentarea provizorie de lunga durata. Oferă o retentie stabila si garanteaza indepartarea sigura a restaurarilor indirecte.

Caracteristici si beneficii:

- Consistentă cu fluiditate redusă și grosime scăzută a filmului
- Îndepărtarea ușoară a excesului
- Performanță stabilă și sigură pentru cimentarea de lungă durată a lucrărilor provizorii
- Eliberează cantități mari de fluor
- Ușor de îndepărtat de pe suprafața bontului
- Nu influențează negativ cimentarea finală
- Radioopac.
- Material biocompatibil care nu irită structura dintelui sau țesutul moale, fapt ce îl face ideal pentru prevenirea peri-implantitei

Indicatii:

- Cimentarea provizorie de lungă durată a tuturor tipurilor de coroane și punți ceramice, răsinate, acrilice și metalice complete
- Special adaptat pentru a garanta o retentie suficientă și recuperarea coroanelor și punților cimentate pe implanturile de bonturi.

Culoare:

- GC Fuji Temp LT este disponibil într-o culoare unică (universal) și este ambalat în cartușe, pentru a fi

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
utilizat impreuna cu dispenserul Paste Pak Dispenser. Indepartarea aparatelor protetice cimentate este
mai bine realizata cu ajutorul clestilor GC Pliers, oferindu-se un control mai bun asupra fortelor
aplicate.

Prezentare:

- Fuji Temp LT Intro Pack - 2 refilluri x 13.3ml