

## Micro Portac din Titan Catford



**Pret:**

**239,00 Lei TVA inclusa**

**Cod produs:**

Referinta: 21103039

**Imagini produs:**



### **Scurta descriere:**

Micro portact din Titan model Catford, varf extradelicat dimensiune 0.6 mm grosime x 6 mm lungime. Lungime total 12.5 cm.

### **Descriere produs:**

Micro portact din Titan model Catford, varf extradelicat dimensiune 0.6 mm grosime x 6 mm lungime. Lungime total 12.5 cm.

Pentru operatiuni de sutura de inalta finete si in locuri greu accesibile, micro portacul Catford va asigura o manevrare fina si de precizie, fiindu-va de ajutor in cazuri grele insa si in lucrul de zi cu zi.

Gratie constructiei integrale din Titan, a fost posibila construirea lui cu un varf foarte mic si delicat, oferind in acelasi timp duritatea si durabilitatea Titanului.

Nu prezinta sistem de blocare, pentru a controla cu precizie forta de inlestare a varfului.

Deasemenea, este si incredibil de usor, cantarind sub 10 grame.

Disponibil in varianta drept sau curb.