

Compozit fluid Gradia Flo

Pret:

137,73 lei TVA inclusa



Descriere produs:

- Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil, radioopac, special conceput pentru a fi folosit în combinatie cu GC GRADIA Direct.

Avantaje / Beneficii:

- Datorită proprietatilor fizice, a fluiditatii adecvate si a aplicarii directe din seringă, acest material este ideal ca liner sub restaurarile de compozit.
- Vascozitate ridicata.
- Utilizat pentru cavitati de clasa a V-a sau ca liner, dar si pentru cavitati de clasa I, II si III.
- Prin introducerea tehnologiei Radioopacitatii cu Densitate Ridicata (HDR), GC ofera un material de restaurare fluid cu proprietati fizice extraordinare.

Caracteristici:

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Formula nelipicioasa care nu se disperseaza pe peretii cavitatii, oferind astfel o manipulare usoara.
- Fotopolimerizabil si radioopac pentru diagnosticare facila.
- Designul superior al seringii permite manipularea usoara si precizie la aplicare.
- Fluiditate ce permite o adaptare perfecta mentinand aceeasi pozitie a materialului.
- Rezistenta la abraziune si fisurare comparabila cu cea a compozitelor moderne posterioare.
- Contractie la priza cu pana la 55 % mai mica comparativ cu compozite fluide de top de pe piata.
- Umplutura HDR prepolimerizata, cu tehnologia nanoparticulelor de silicat, ofera o crestere semnificativa a durabilitatii, a posibilitatii de finisare si a radioopacitatii.

Pret / seringa

Mod de prezentare:

- 1 buc. seringa / Gc Gradia Direct Flo, 1.5gr.