

## Endostar Re Endo System



**Pret:**

**101,64 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Sistemul Endostar RE Re Endo Rotary este folosit pentru inlaturarea obturatiilor vechi de gutta-percha din canalele radiculare. Endostar RE Re Endo Rotary system este format din 4 instrumente de marimi si conicitati diferite numerotate de la 1 la 4. Instrumentele sunt agresive si trebuiesc folosite cu motoare endodontice standard care lucreaza la 150-300 rpm. Sistemul de instrumente inlatura obturatiile de gutta-percha cu o inalta eficacitate, permitand medicului sa efectueze proceduri re-endo sau alte tratamente endodontice.

Daca nu sunt deformatate, marimile 1 si 2 pot fi folosite de pana la 10 ori, si marimile 3-4 de pana la 5 ori.

### Prezentare

- SET 4 ACE RE ENDO ROTARY ISO 30 (30/04, 30/06, 30/8, 30/12) 25MM