

## Linie de irigare pentru W&H



**Pret:**

**38,37 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Irigatia corecta in timpul prepararii locatiei implantului joaca un rol esential in osteointegrarea implantului si, astfel, a succesului procedurii. Liniile de irigatie sunt compatibile cu principalele fiziodispensere de pe piata. Toate liniile de irigare sunt produse de unica folosinta cls IIa care sunt in conformitate cu Directiva 93/42/EEC si 2007/47/EC.

### **Avantaje**

- Compatibilitate completa cu principalele sisteme de fiziodispensere
- Componente de cea mai inalta calitate
- Sterilitate garantata 5 ani

### **Compatibilitate**

W&H: Implantmed, Implantmed New Desing, Implantmed SI 923, DU 900, Frios Unit S for Dentsplay, Frios Unit S/i for Dentsplay, Elcomed SA-310, Piezomed, Surgical Motor System for Zimmer, Drilltech for BTI

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Astratech: Implant Med Si 923

Nobel Biocare: OsseoSet™ 100, OsseoSet™ 200 SI-923 y SI-915, Osseocare

Dentium: iCTmotor