

Meron Plus lichid 10ml



Pret:

291,01 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Ciment ionomer de sticla imbunatatit cu rasina pentru cimentari definitive.

Indicatii:

fixare pentru:

- Coroane metalo-ceramice punti din metal pe tesut dentar dur si pe bonturi reconstituite cu amalgam cimenturi compozite sau glass-ionomer
- Incrustatii de tip Inlay Onlay coroane si punti
- Dispozitive crono-radiculare RCR

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Coroane realizate exclusiv din oxid de aluminiu (alumina) sau dioxid de zirconium (zirconia)
- Utilizare in ortodontie

Avantaje:

- Autoadeziv (economie de timp -nu este necesara o amorsa sau un agent de conditionare separat)
- Tixotrop (fara curgere nedorita nu necesita instrumente rotative pentru indepartarea materialului in exces)
- Adekvat in mod special pentru elemente pe baza de dioxid de zirconiu
- Faza elastica indelungata pentru indepartarea convenabila a excesului
- Aderenta semnificativ mai ridicata fata de cimenturile traditionale
- Rezistenta la umiditate si acizi
- Inchidere marginala perfecta

Prezentare:

- Meron Plus lichid - 10ml