

## Piesa contraunghi SMARTmatic S20s



**Pret:**

**965,99 Lei TVA inclusa**

**Cod produs:**

Referinta: 1.011.6752

**Imagini produs:**



### **Scurta descriere:**

- + Transmisie 1:1 (inel albastru)
- + Racire externa
- + Turatie maxima 40.000 rot/min

### **Descriere produs:**

KAVo SMARTmatic - abordarea smart catre Dental Excellence

Noua serie SMARTmatic reuneste calitatea legendara KaVo Made in Germany cu avantaje inteligente pentru o folosinta optima si usoara si pentru excelenta in activitatea clinica.

SMARTmatic - succesorul seriei INTRAmatic

- SMARTmatic = calitate ce se vede si se simte!
- 100% Fabricate in Germania
- Toate instrumentele sunt proiectate si produse exclusiv in Germania.
- Universal compatibile
- Piesele sunt compatibile cu toate uniturile dentare cu micromotoare pneumatice sau electrice (ISO 3694) si cu racire interna sau externa.
- Materiale premium
- Otel inoxidabil pentru fiabilitate de lunga durata si pentru reducerea cheltuielilor de intretinere

- Cap de dimensiuni reduse
- Design compact, pentru cresterea vizibilitatii in cavitatea bucala si pentru un tratament precis.

- + Transmisie 1:1 (inel albastru)
- + Racire externa
- + Turatie maxima 40.000 rot/min
- + Autoclavabila la 138°C
- + Fara fibra optica
- + Aplicatii: Restaurari