

Contrastor fotografie dentara



Pret:

31,62 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Material utilizat in diagnosticare pentru determinarea liniilor dentare. Se poate utiliza si ca fundal in fotografiile intra-orale

Avantaje: Universal, de unica folosinta; flexibil

Are o suprafață anti-reflex mată, cu o rată a opacității de 99%. Aceste proprietăți garantează contrastul perfect și fundalul negru, care este esențial pentru evidențierea ușoară a detaliilor. Este fabricat din material ușor de tăiat, disponibil într-o singură dimensiune universală.

Prezentare:

- Dental Contrastor - 1 x 15 folii