

## Model practica dentara cu tors



**Pret:**

**5.133,85 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Model pentru practica unor multitudini de manevre stomatologice: detartraj, pozitionarea piesei de mana, luarea de amprente, preparatii pe dinti, etc.

Dotat cu arcada completa de practica, articulata, montabila si demontabila foarte usor prin magnet. Dupa prepararea dintilor se poate inlocui cu o rezerva.

Se fixeaza foarte usor de scaunul stomatologic prin intermediul chingilor.

Mandibula articulata, craniu articulat.

Gingia si tegumentul fabricata din silicon foarte realist.