

Ace sutura polipropilena Wego

Pret:

8,25 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Ace de sutura Wego de o calitate exceptionala, de la unul dintre cei mai titrati producatori specializati in sisteme de suturare, prezentand dubla lubrefiere fir (ceara si silicon pt fir matase) pentru o alunecare excelenta in tesut, si ace ascutite din otel chirurgical French 300 pentru o penetrare fara efort si fara traume a tesutului pe care urmeaza sa il suturati.

Compozitie chimica: Polipropilena

Structura: Monofilament

Culoare: albastra

Retentie putere de strangere a nodului: fara pierdere

Absorbție in masa: neabsorbabile

Indicatii: chirurgie vasculara, sutura tegument, chirurgie plastica

Lungime fir: 75 cm

Diametru ac: 3/8