

Ciment rasinic autoadeziv G-Cem caps A2

Pret:

1.376,99 lei TVA inclusa



Descriere produs:

- GC G-CEM este un ciment rasinic auto-adeziv universal cu priza duala, ambalat în capsule, destinat cimentarii adezive a tuturor restaurarilor indirecte integral ceramice, metalice sau din compozit, a pivotilor prefabricati din ceramica, fibra de sticla sau metal.
- GC G-CEM combina manipularea îmbunatatita si autoadeziunea cimenturilor conventionale cu proprietatile mecanice, adezive si estetice superioare ale cimenturilor rasinice.

Caracteristici

- Adeziune excelenta la restaurari, inclusiv la zirconiu si la ceramica pe baza de disilicat de litiu.
- Rezistenta ridicata a adeziunii la smalt si dentina, atat in cazul autopolimerizarii cat si a fotopolimerizarii.
- Nu necesita preconditionarea structurii dentare.
- Stabilitate chimica si cromatica de lunga durata datorita absentei disocierii dupa polimerizare.
- Dozare directa in canalul radicular datorita varfului special prelungit.
- Cea mai scazuta expansiune liniara.

Indicatii

- Coroane, punti, inlay-uri si onlay-uri total ceramice sau din compozit.
- Coroane, punti, inlay-uri si onlay-uri metalice sau metalo-ceramice.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Cimentarea pivotilor din fibra de sticla, ceramica sau metal si a reconstituirilor corono-radiculare.
- Capsule economice cu volum mare.

Mod de prezentare

50 buc. x capsula GC G-Cem A2.