

## Baie ultrasunete Biosonic UC150



Pret:

**9.689,99 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

BioSonic® UC150 este un dispozitiv compact de curatare cu ultrasunete de 5,7 L, proiectat sa curate eficient instrumente, proteze, freze si alte aparate din cabinetele si laboratoarele stomatologice.

Designul elegant al BioSonic® UC150 este proiectat pentru eficienta, confort si versatilitate.

### Caracteristici:

- Oferă o operare personalizabilă, cu multiple moduri de curatare si ciclul de timp si temperatura selectabil de catre utilizator
- Ecran digital, multilingv pentru o utilizare fara probleme, chiar si atunci cand utilizatorul poarta manusi de protectie
- Posibilitatea de inregistrare a datelor si descarcarea informatiilor prin USB
- Optional incalzire incorporata (\* pentru activare prin cod)
- Functia Degas
- Se pot utiliza simultan mai multe casete

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

• Poate fi folosit ca atare sau unitate incastrata

• Silentios pentru a asigura un mediu de lucru sigur si confortabil

• Drenarea rapida si usoara cu drenaj extern accesibil

Solutie universala de curatare cu ultrasunete BioSonic UC40:

Noua solutie universala (solutie 2%) ofera o formula unica si eficienta pentru pre-curatare si decontaminarea instrumentelor dentare.

Combina proprietatile de curatare ale solutiilor BioSonic, enzime si protectia impotriva coroziunii

pentru indepartarea eficienta a resturilor intarite si a solurilor proteice (sange, saliva, tesut) de pe maini si instrumentele rotative utilizate intr-un cabinet stomatologic sau laborator.

• Compatibil HTM 01-05

• Fara aldehide

• Nu contine fosfati

• Fara amoniac

• Biodegradabil

Continutul ambalajului:

- Unitatea principala - Afisaj si capac

- Cablu de alimentare

- Cos (inclus!)

- Garnitura pentru unitatea de incastrare

- Esantion cu solutie UC

- Tubul de drenare

- Manual de utilizare (IFU)



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Ghid de initiere rapida

- Garnitura pentru cuva

- Sablon

60022040 - UC150 cos – 267 euro

60022041 - UC150 suport gradat (sustine maxim 600 ml) – 45 euro

60022042 - UC150 set accesorii (1x Cos + 2 x cupa gradat + 2 x suport cupa gradat) – 427 euro

60022043 - UC150 rezerva filtre drenare 3 buc – 22 euro

60022044 – UC150 rezerva furtun drenare – 28,5 euro

60022045 - UC150 rezerva capac – 53,5 euro

60022046 - UC150 garnitura pentru etansare – 22 euro