

Imprint 4 Heavy Body Trial Kit Pentamix



Pret:

755,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Indicatii:

- Material de amprenta tip silicon de aditie, cu timp de priza intraorala scurta.

Beneficii:

- Viteza: (timp mai scurt de amprentare mai puțin stres pentru pacienți, această performanță este
- posibilă datorită prizei exoterme inovatoare care accelerează timpul de priză. Timp maxim de lucru: 1:00 min (23°C / 73°F)
- Control: (timp de lucru suficient, pentru a obține o amprentă precisă este important să beneficiați de suficient timp de lucru) Timp de priza intraorala: 2:00 min (23°C / 73°F)
- Precizie: (materialul de amprentă VPS Imprint 4 este extrem de hidrofil, absoarbe umiditatea chiar de la început, înainte de așezare. Astfel, materialul poate să reproducă detaliile cu acuratețe chiar și în mediu umed, oferind precizie maxima și încredere)
- Vascozitate: mare
- Sistem de dozare: tip cartus

Prezentare:

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- 1 - 300ml base pasta;
- 1 - 60ml catalizator;
- 1 - 50ml cartuse
- 5 Garant mixing tips yellow
- 5 intra-oral tips yellow