

## Sistem aspiratie sublinguala Nola



**Pret:**

**136,13 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Sistem de aspiratie salivara pentru un camp de lucru uscat.

Produsul este compus din 7 componente:

- retractor
- tub de conexiune
- retractor limba
- brat de conexiune
- tub de silicon
- blocare de muscatura
- tub in T

Inainte de operatie, dentistul trebuie sa fixeze retractorul de ambele parti ale buzelor pacientului pentru a mentine gura deschisa astfel incat pacientul sa nu oboseasca.

Intre timp, protectia de limba restrictioneaza eficient activitatea si miscarile limbii pacientului.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Partea de jos este sub zona de succiune, astfel maximizandu-se absorbtia salivei si minimizand umezeala.

Acest dispozitiv poate crea un mediu cat mai ferit de umezeala in interiorul cavitatii bucale, propice pentru  
lucrul medicului si confortabil pentru pacient.

Contine 1 bucata.

Autoclavabil si reutilizabil